

Fuld højde, nulposition: 142 cm. /

Fuld bredde (inkl. armlæn): 72 cm

Fuld dybde: 77 cm

Fuldt leje, længde: 183 – 216 cm

Sædehøjde: 55 – 97 cm

Sædebredde: 54 cm

Sædedybde: 46 cm

Sædevinkel: 2- 35 grader

Ryghøjde: 84 cm

Benstøtter alene: 30 cm

Benstøtter, vinkel: 20 grader

Max. hælhøjde: 130 – 142 cm

Rotation: 200 grader

Egenvægt: 130 kg

Max. belastning: 250 kg

Max. strøm: 3,5A, 480W

El tilslutning: 230 V, jord

Støjniveau: under 60 dB